

madglove

Amsterdam



FELSÖKNINGS- GUIDE

Madglove är utvecklad för att vara flexibel och lätt att justera. Med lite kreativitet och kunskap kan tekniker och terapeuter finjustera passform och stöd så att handsken känns bekväm och fungerar optimalt för varje enskild användare.

MADGLOVE ASSIST

ÖVERSTRÄCKNING

Fingrarna (DIP-PIP-lederna)

För att motverka översträckning i fingrarna rekommenderar vi att lägga till små skenor av metall eller plast för både DIP- och PIP-lederna (t.ex. Oval 8- skenor). Dessa kan bäras under Madglove Assist-handskarna. Dess funktion är att påminna om ett säkert rörelseomfång och förhindra att lederna överströks.



Knoglederna (MCP-lederna)

Vi föreslår att teknikern lägger till ett extra, icke-elastiskt band på handskens insida som löper längs handflatan vid MCP-området. Detta band hjälper till att undvika att det bildas en glipa mellan handen och handsken, vilket är viktigt både för komfort och för att stödet ska fungera optimalt.



– Vi arbetar med att utveckla ett tillbehör för detta ändamål, men har ännu ingen tidsplan för lansering.


En knuckle-bender är också en enkel lösning som teknikern kan tillverka. Det är en liten anordning som böjer fingrarna lätt i grundfalangsleden för att hindra dem från att låsa sig bakåt. Den använder mjuk elastik eller fjäderbelastning för att hålla handen i en naturlig och bekväm position samtidigt som full fingerfunktion bibehålls.

Förutom tillbehör är handskens passform avgörande. Följ passningsanvisningarna noggrant så att handsken sitter rätt och inte glider upp längs handen, eftersom fel passform i sig kan bidra till översträckning. Det är också viktigt att inte lägga för hög spänning på fingrarna. Arbeta tillsammans med kliniken för att hitta den spänningsnivå som ger tillräckligt stöd utan att riskera översträckning av MCP-lederna.



KOMFORT

KVALITET



Tryck och hudvård

Det är ganska vanligt att uppleva vissa tryckpunkter när man börjar använda handsken. Det är viktigt att hålla detta under kontroll för att säkerställa god komfort och undvika hudirritation. När du börjar använda handsken, försök att inte bära den under längre perioder direkt. Starta med cirka 15–30 minuter och öka successivt tiden allteftersom huden vänjer sig. Tänk på handsken som ett par nya skor – det är helt normalt att den behöver "gå in" innan den känns riktigt bekväm.

Medan du gradvis ökar användningstiden, kontrollera regelbundet huden under handsken för tecken på tryck, rodnad eller irritation. Om något område känns för tight eller obehagligt, justera remmarna försiktigt för att förbättra passformen. Till exempel kan du lossa eller spänna handledsremmen efter behov. Kontrollera också att alla delar sitter rätt och inte har förskjutits så att de skapar veck eller skarvar som kan trycka mot huden.

Om du är känslig för värme, ta av handsken då och då för att låta handen svalna innan du sätter på den igen.

Om du fortsätter att uppleva obehag även efter att ha "gått in" handsken eller känner att du behöver mer dämpning, kan du be din tekniker lägga till ett extra mjukt lager i handsken.

Skador på de så kallade "glidarna"

Glidarna och mittpunkten är tillverkade av ett mycket hårt material. Det innebär också att de kan gå sönder om de utsätts för kraftig belastning. Om detta händer och handsken inte längre går att använda, kontakta vår kundservice.

Förlorad eller felaktig spänning?

Justera spänningen med rattan tills mittpunkten är i linje med den vita sicksacklinjen på handskens ovansida. Sätt på handsken, ta bort pluggen och återställ spänningen i fingrarna ett i taget. Om du under användning märker att spänningen skiljer sig mellan fingrarna på ett sätt som inte är avsett, kan fingerlängderna justeras om.

Allmänna kvalitetsproblem

Handske är avsedd att användas i upp till två år. Produkten används många timmar per dag, och normalt slitage är att vänta. Vid normal användning och rengöring enligt instruktionerna ska handsken hålla minst dessa två år. Om du upplever onormalt slitage inom denna period, kontakta vår kundservice.

Generellt gäller att vid alla kvalitetsproblem som rör funktion eller trasiga delar, använd kontaktformuläret på vår webbplats. Genom formuläret får vi all information vi behöver för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

PASSFORM



Justering av stödet vid knogarna

Eftersom behoven varierar mellan patienter är handsken designad för att kunna justeras på flera sätt. Handledsstödet har till exempel en extra ficka för att montera en skena som kan användas för ökad stabilitet — be din tekniker om hjälp med detta.

På handskens ovansida över MCP-lederna finns också små glidare. Se till att dessa är inställda så att de ligger rätt i förhållande till dina fingrar. Korrekt inriktning är viktig — om fingrarna inte pekar rakt fram, prova att justera glidarna åt motsatt håll för att hjälpa till att rätta upp dem. Om glidarna inte håller sig på plats kan tekniker eller någon med goda sykkunskaper fästa dem permanent så att de inte glider. Om en glidare går sönder kan handsken fortfarande användas, men om du upplever att glidaren är avgörande för funktionen så hjälper vi gärna till att hitta en lösning.

Handledsstödets placering


Handledsstödet ska sitta centrerat på handens insida och löpa rakt ned längs underarmen. En liten avvikelse åt vänster eller höger är okej, men om stödet sitter tydligt snett och känns obekvämt eller inte fyller sin funktion kan det tyda på att ortosen är för stor eller felaktigt vald.

Vissa upplever en liten glipa mellan handen och stödet på lillfingersidan vid MCP-knogarna — det kan vara ett tecken på att ortosen är något för stor. Det behöver inte alltid vara skadligt om övrig passform är bra och funktionen är tillfredsställande, men om det uppstår problem med komfort eller funktion bör du kontrollera storleksguiden och överväga en mindre storlek.

Dubbelkolla gärna storleksguiden innan du beställer en ny storlek. Säkerställ också att handsken sitter korrekt på hand och arm och att handledsstödet inte ligger för högt eller för lågt.

Tumme - för lång rem

Om remmen som fäster vid tummen känns för lång eller stör vid användning kan den kortas något. Lämna dock minst cirka 3 cm för att säkerställa att det finns tillräckligt rörelseutrymme även framöver. Om remmen klipps av, ska änden värmas lätt för att undvika att den fransar sig. Vi rekommenderar starkt att detta görs av en tekniker. Försök inte göra det själv hemma.



Distributör i Norden:



Tumstocksvägen 11B • 187 66 Täby • Sweden
Tel +46 8 - 410 621 00 • info@embreis.com
www.embreis.com