

BRUKS- OG PLEIEINSTRUKSJONER

- ✓ Håndvask de myke delene i varmt vann ved hjelp av mild såpe
- ✓ Lufttørk ved romtemperatur
- ✓ Må ikke vaskes i maskin
- ✓ Ikke bruk kunstig varme til å tørke
- ✓ Oppbevar støtten i omgivelser med moderat temperatur (10 til 25 °C) når den ikke er i bruk

ERSTATNING OG OPPGRADERINGER

Utskifting og/eller oppgradert polstring og stropper kan kjøpes fra praktikerer eller online på

 www.thriveorthopedics.com

PRODUSERT FOR THRIVE ORTHOPEDICS, LLC

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

 484-442-0494

 Thriveorthopedics.com

 sales@thriveorthopedics.com

 [thriveorthopedics](https://www.instagram.com/thriveorthopedics)


Laget i Kina 02/2021 - V.1

BEGRENSNINGER FOR GARANTI

SVÆRT
UTNYTTET
KNEBØY
ELLER
KNELENDE
STILLING



OVERBELASTNING AV
TÅDELEN AV FOTPLATEN



Garantien dekker kun uendret produkt som er egnet og dispensert av helsepersonell og registrert i henhold til instruksjonene nedenfor

REGISTRERING AV GARANTI

Innen 30 dager etter at du har mottatt enheten, kan du gå til www.thriveorthopedics.com/warranty for å registrere deg for garantibeskyttelse. Sen registrering kan medføre annullert garanti.

GARANTI

Thrive Orthopedics LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for material- eller produksjonsfeil i en periode på 6 måneder for de myke delene og 2 år for karbonfiberkomponenten fra kjøpsdatoen. Bruk følgende for garantikrav:

 www.thriveorthopedics.com/warranty

 sales@thriveorthopedics.com

 484-442-0494

 387 Ridge Point Drive
Carmel, IN 46032

ADVARSLER



- ⤴ Risiko for ulykke under kjøring bestemmes fra tilfelle til tilfelle, og du bør alltid konsultere praktikerer og/eller legen din før du bestemmer dine individuelle evner når du bruker denne støtten
- ⤴ Passende fottøy – Dette produktet skal kun brukes med en sko som har en lukket hæl og tå med minst 10 – 15 mm hælhøyde i forhold til forfot eller som anvist av helsepersonell
- ⤴ Begrenset blodstrøm – nerveparese og/eller begrenset blodstrøm kan oppstå hvis støtten er sikret for tett
- ⤴ Hvis du opplever smerter, hevelser, følelsesendringer eller uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, må du slutte å bruke det og umiddelbart konsultere din medisinske fagperson
- ⤴ Dette apparatet er kun til bruk for én pasient – Slitasje på produktet og endringer gjør dette produktet utrygt å bruke av mer enn én pasient per produktlevetid
- ⤴ Dette produktet ble utformet og produsert for kun å brukes i kombinasjon med de medfølgende eller lisensierte erstatningsstroppene, putene og de andre myke delene
- ⤴ Skulle det oppstå alvorlige hendelser i forbindelse med denne enheten, skal det rapporteres til produsenten ved kontaktinformasjonen som er oppført på dette dokumentet, og riktig myndighet i landet eller staten der du befinner deg
- ⤴ Når behandlingen er fullført, må du avhende denne enheten i henhold til lokale lover og ordinanser

 **THRIVE**
ORTHOPEDICS

F3 AFO-LEVERANDØRVEILEDNING

Dynamic Feedback Anterior Ankle Foot Orthosis



F3 DYNAMIC FEEDBACK AFO er utformet for å passe til et bredt spekter av pasienter uten å kreve noen modifikasjoner. Hvis det kreves tilpassede modifikasjoner som passer til en bestemt pasientanatomi, kan du bruke modifikasjonsveiledningen som følger.

VÆR OPPMERKSOM PÅ: Tilpassede modifikasjoner anbefales ikke eksplisitt og kan ugyldiggjøre produktgarantien.

 WWW.THRIVEORTHOPEDICS.COM

SIKKERHETSTILTAK

- ✓ Tilpassede produktendringer skal kun utføres av en lisensiert ortoped, ortopediingeniør eller tilsvarende lisensiert helsepersonell med passende opplæring. Sikkerhetsutstyr, erfaring, verktøy og fasiliteter for å utføre slike modifikasjoner på en sikker måte
- ✓ Passende vernebriller, vernehansker, verneklær og støvbeskyttelsesmasker eller ansiktsbelegg bør brukes til enhver tid når du modifiserer enheten for å beskytte eksponert hud, munn og øyne mot karbonfiberflis eller rusk
- ✓ Alle trimmede deler av enheten må slipes profesjonelt og poleres til en jevn finish og rengjøres før pasienttilpasning
- ✓ Pasienter skal aldri forsøke å modifisere sin egen enhet, og slike pasientmodifikasjoner vil automatisk annullere produktgarantien
- ✓ Pasientinstruksjonsveiledningen som følger med denne enheten, skal gis til og gjennomgås sammen med pasientens

ANSVARFRASKRIVELSE FOR PRODUKT

Denne støtten er et reseptbelagt produkt som kun skal brukes med veiledning og kompetanse fra en lisensiert fagperson, i samsvar med den henvisende legens behandlingsplan. Resultatene kan variere basert på faktorer som unik anatomi, alder, generell helse, overholdelse eller mangel på det med bruksanvisning levert av produsent/ praktiker/ lege. Thrive Orthopedics gir ingen spesifikke anbefalinger angående passende aktiviteter for brukeren av dette produktet. Du bør UMIDDELBART stoppe bruken av dette produktet og oppsøke lege hvis du opplever ubehag, rødhet, blåmerker, irritasjon eller blommer.

MODIFIKASJONER AV FOTPLATE



Spør pasientens innersåle over AFO-fotplaten



Bruk industriell platesaks eller en dremelsag, trim fotplaten til malstørrelsen og ikke trim utover rød seksjon

MANSJETTMODIFIKASJONER




Fjern mansjettpolstring for å eksponere røde trimseksjoner



Trim røde vingeseksjoner til ønsket bredde

UTJEVNING OG KANTKLIPPING

Alle trimmede seksjoner skal slipes og buffes til en jevn finish



Bruk aldri en støtte med ujevne kanter på mansjetten, fotplaten eller et modifisert område

PASIENTTILPASNING

Plasser AFO under innersåle av pasientens sko

Plasser pasientens innersåle oppå fotplaten

Pasientens sko skal ha en lukket hæl og tå med minst 10 – 15 mm hælhøyde i forhold til forfot (dropp)

Hælinnlegg kan brukes til å forbedre passformen med sko som har liten eller ingen dropp

Når skolissene er løsnet, skyver du pasientens fot inn i skoen

Sørg for at skoen har minimal forvrengning og at fotplaten sitter rett på sålen

Fest skolissene eller fest skofestet

Før topp- og bunnstroppene gjennom D-ringene og fest godt med en alligatorflipp. Hvis stroppene er for lange, fjern alligatorflipp og trim til riktig lengde. Fest alligatorflipp til den trimmede enden av stroppen

Se etter riktig passform og komfortnivå

Det skal være null kontakt med stiveren og pasientens ankel



	EUROPEISKE SKOSTØRRELSER FOR KVINNER	EUROPEISKE SKOSTØRRELSER FOR MENN	LENGDE PÅ FOTPLATE (tommer)	STØTTE-HØYDE (tommer)
XS	36-39,5	37-39,5	20,3 CM – 22,9 CM	33 CM
S	40-41,5	40-42,5	22,2 CM – 24,8 CM	35,5 CM
M	42-44	43-44,5	23,5 CM – 27,3 CM	38,1 CM
L	44,5-46,5	45-47,5	25,4 CM – 28 CM	40,6 CM
XL	47-49	48-49,5	27,3 CM – 29,9 CM	43,1 CM

MONTERINGSANBEFALINGER ER BASERT PÅ PREFABRIKKERTE STØRRELSER UTEN MODIFIKASJON

INDIKASJONER

Fotdropp, fotklaff og andre patologier relatert til ambulerende svakhet forbundet med tilstander som multipel sklerose, muskeldystrofi, traumatiske hjerneskerader, Charcot-Marie-Tooth, Guillain-Barré syndrom, akillestendinose, postpolio syndrom, hjerneslag, cerebral parese, midtfot -og ankelartrose eller myelomeningocele.

KONTRAINDIKASJONER

- ✗ Pasientvekt > 136 kg
- ✗ Sår på eller i nærheten av AFO-kontaktområder
- ✗ Moderat til alvorlig ødem
- ✗ Moderate til alvorlige fotmisdannelser
- ✗ Alvorlig ustabilitet i ankelen
- ✗ Plantarleksjonssammentrekning
- ✗ Alvorlige faste ankelvalgus- eller varusforhold
- ✗ Ikke-korrigerbar triplanarustabilitet
- ✗ Løping og andre slagkraftsidretter og aktiviteter
- ✗ Materieallergi
- ✗ Alvorlig spastisitet