

ATTENTION - LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE MAJORITY VOTE DE CE DISPOSITIF QUI PAR UN PRINCIPLE HABITUE OU SUR ORDONNANCE DE CE DISPOSITIF.




ATTENTION - S'AGIT RESERVE À UN SEUL PATIENT.

ATTENTION - PRÉCÉDENTE, D'ORDRE, OU D'UNES RÉACTIONS INDIVIDUELLES, LES ARTICLES DE CE PRODUIT CONSULTÉ DANS L'ORDRE DE VOTRE RAYON.

AVERTISSEMENT - VÉRIFIEZ LA RÉTENTION DU NIVEAU D'EAU DE VOTRE APPAREIL EN TOUTES LES SÉANCES.




AVERTISSEMENT - CÉLESTREPTER RESTE À SA PLACE EN TOUTES LES SÉANCES. UNE RÉCALIBRATION APPROPRIÉE ET UN CHANGEMENT DE LIQUIDE SONT NÉCESSAIRES ENTRE LES SÉANCES SÉPARÉES ET ENTRE LES SÉANCES DE TRAVAIL.

ORTHÈSES DE GENOU ROADRUNNER



ROADRUNNER Enveloppement

SHORTRUNNER Enveloppement




Appliquez l'enveloppement conformément à la figure 1.) Appliquez le tourneau orthétique à l'avant de la jambe et ce que la découpe rotulienne se situe au milieu du genou. Vérifiez à ce que les fermetures soient bien immobilisées.

Appliquez le tourneau orthétique à l'avant de la jambe et ce que la découpe rotulienne se situe au milieu du genou.

L'enveloppement et le tourneau orthétique à l'avant de la jambe doivent être bien serrés, en commençant par les deux doigts les plus proches du genou.

REGULAÇÃO

Articulation polycentrique à butées



Les butées de flexion et d'extension sont fournies avec l'orthèse. Les butées sont indiquées en degrés comme suit:

Butées de flexion: 0°, 10°, 20°, 30° et 40°

Butées de flexion: 65°, 60°, 75° et 90° (les butées de flexion ne sont pas installées à la livraison)

Pour changer la position des butées, retirez d'abord complètement les butées de flexion ou de l'extension, puis insérez de nouvelles butées à l'endroit souhaité. Insérez les butées à nouveau la vis. À l'aide d'un tournevis à tête Phillips, serrez les vis dans le sens horaire jusqu'à ce que les butées soient complètement serrées. Les réglages de l'angle des réglages (extérieurs) doivent être identiques.

REMARQUE: En raison de la compression des tissus mous, il est recommandé d'utiliser des butées d'extension supérieures d'au moins 10° à la limite désirée. (Par exemple, si vous désirez une limite d'extension de 10°, utilisez une butée d'extension de 20°)

CONSILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE VOTRE ORTHÈSE DE GENOU :

- En cas de déposition à l'eau ou à la saleté, nettoyez soigneusement l'orthèse à l'eau douce et laissez-la sécher à l'air.
- Un identifiant sec, comme une pulvérisation de talc, peut être utilisé de temps en temps pour réduire le frottement humide.
- Ne lubrifiez pas les articulations avec des produits à base d'huile.
- Les bords latéraux peuvent être courbés pour s'adapter à votre jambe. Dans ce cas, courbez-les de la même façon au-dessus et en dessous de l'articulation.
- Inspectez périodiquement la gaine, les sangles et les articulations pour détecter une usure excessive. Assurez-vous que les vis sont bien serrés et qu'elles ne sont pas desserrées.

ATTENTION - LA LEY FEDERAL, BETRIEBS LA VENTA DE ESTE APARATO A LOS CASOS DE VENTA POR COMERCIO LA OBTIENE DE UN PROFESIONAL MEDICO LICENCIADO


ATENCIÓN - SOLO SE PUEDE USAR EN UN PACIENTE A LA VEZ.

ATENCIÓN - PROFESIONAL MEDICO LICENCIADO O CUALQUIER OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD ESTE PRODUCTO, CONTACTE A SU PROFESIONAL MEDICO PARA MAS INFORMACION.

AVVERTENZA - USA LA STRUMENTAZIONE E LE ADVERTENZE DESTINATE AD OPERARE IL PRODOTTO.

AVVERTENZA - ESTE APARATO NO DEBE USARSE SIN LA RECOMENDACION Y LA OBTIENE DE UN PROFESIONAL MEDICO LICENCIADO O CUALQUIER OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD ESTE PRODUCTO, CONTACTE A SU PROFESIONAL MEDICO PARA MAS INFORMACION.




RODILLERAS ROADRUNNER



ROADRUNNER de Envolvimento

ROADRUNNER de Envolvimento

SHORTRUNNER de Envolvimento




La rodillera de envolver se coloca con los cerros hacia el frente de la pierna y el eje de la rotula es terminado en la rodilla y el eje de la rotula es terminado en la rodilla.

La rodillera delicable se coloca tirando de la rodillera con el fleco para la rotula terminado en la rodilla.

Tanto el tipo de envolver como el de tirar tienen tiras ajustables. Las tiras deben ser ajustadas firmemente, ajustando con las dos manos en ambas la rodilla.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Biagra politécnica con clavijas



Tanto el tipo de flexión como el de extensión son suministrados con la rodillera. La rodillera es suministrada con los toques de flexión y de extensión.

Topes de flexión: 0°, 10°, 20°, 30° y 40°

Topes de extensión: 65°, 60°, 75° y 90° (la rodillera no viene con ningún tope de flexión instalado.)

Para cambiar los toques, primero quite completamente el tornillo como muestra el dibujo. A continuación, remueva el tope. Inserte el tope en el agujero de la rodillera y asegurelo con el tornillo Phillips. Usando un destornillador Phillips, asegure los tornillos en la posición deseada. Los tornillos están asentados en el resaca completamente ajustados. Tanto los toques de la bisagra medial (dentro), como los laterales (fuera), deben ser idénticos en grado.


NOTA: Debido a la compresión del tejido blando, se recomienda d utilizar butes d'extension superiores de 10° mayores que el límite deseado. (Por ejemplo, si desea un límite de extensión de 10°, use el tope de extensión de 20°)

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO DE SU RODILLERA:

- Si la rodillera ha estado expuesta a agua salada o pegajosa, límpiela con agua dulce y séquela al aire.
- Se puede usar ocasionalmente un lubricante seco en la bisagra, como el aerosol de teflón. No use lubricantes húmedos.
- Los montajes de la bisagra pueden ser removidos para facilitar el lavado de la manga y de las tiras.
- Las barras laterales pueden ser dobladas para acomodarlas a la pierna del paciente. Dóblalas en la misma cantidad por encima y debajo de la bisagra.
- Inspecte periódicamente el dispositivo de ajuste excesivo de las mangas, tiras y bisagras. Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados y los toques en los lugares adecuados.

ROADRUNNER™ Knee Braces

ROADRUNNER-KNIESCHIENEN SUPPORTI PER GINOCCHIO ROADRUNNER ORTHESE DE GENOU ROADRUNNER RODILLERAS ROADRUNNER



MOSS GmbH
Schiffgraben 41
D-31075 Hannover
Germany




Breg, Inc.
2800 Wilshire Blvd.
Van Nuys, CA 91411 U.S.A.
www.breg.com
Breg is an Orthotech company
P: 800-321-0607
F: 800-329-2734
AW1 102078 REV1/0311

CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER. FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT SHARE. DO NOT USE ON ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.

CAUTION: CAREFULLY READ USE INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO OPERATION. THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER FIT, POSITIONING AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM.


ROADRUNNER KNEE BRACES



APPLICATION INSTRUCTIONS FOR KNEE BRACES:

The wrap-on brace is applied by pulling the brace on with the ratchet-coupler centered over the knee. Secure the closure firmly.

Both the wrap-on and pull-on braces have tightening straps. The straps should be tightened firmly, starting with the two straps closest to the knee.



The hinge settings are labeled in degrees as follows:
Extension settings: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 75°, 90° & 110°
Flexion settings: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 75°, 90° & 110°

To change the stops, first, completely remove the screw as shown. Then remove the stop. Insert the new stop along with the holes in the hinge. Then reinsert the screw. Using a Phillips head screw driver, ensure that the screws are seated in the recess and completely tightened. Both medial (inside) and lateral (outside) hinge stops must be identical in degree.

NOTE: Due to soft tissue compression, we recommend the use of extension stops at least 10° greater than the desired limit (e.g., if you desire a 10° extension limit, use the 20° extension stop).

- TIPS ON USE AND CARE OF YOUR KNEE BRACE:**
- After exposure to salt water or dirt, thoroughly rinse the brace with fresh water and allow to air dry.
 - A dry lubricant, such as Teflon spray, may be used on the hinge occasionally. Do not use wet lubricants.
 - The hinge assemblies may be removed to allow easier washing of the sleeve and straps.
 - The side bars may be bent to accommodate individual legs. Bend in amounts above and below the hinge.
 - Periodically inspect the sleeve, straps and hinges for excessive wear. Be sure all screws are tight and stop in place.


! VORSICHT: LAUFT GEGEN DANK DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERBAUT WERDEN. DARF NUR VON EINEM PATIENTEN VERWENDET WERDEN.

! VORSICHT: WÄHREND DES VERWENDENS NICHT MIT SCHNITTWAGEN, FREILEGEN, SCHWELLEN ODER ANDERE NERVENWIRKUNGEN AUFTRETEN. LASSEN SIE VON DER VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORGFÄLIG DURCHFÜHREN. DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNGS SIND ENTWEDER RESPONDIERT EINE SCHNELLERE HEILUNG.

! VORSICHT: LAUFT GEGEN DANK DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERBAUT WERDEN. DARF NUR VON EINEM PATIENTEN VERWENDET WERDEN.

! VORSICHT: WÄHREND DES VERWENDENS NICHT MIT SCHNITTWAGEN, FREILEGEN, SCHWELLEN ODER ANDERE NERVENWIRKUNGEN AUFTRETEN. LASSEN SIE VON DER VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORGFÄLIG DURCHFÜHREN. DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNGS SIND ENTWEDER RESPONDIERT EINE SCHNELLERE HEILUNG.

ROADRUNNER-KNIESCHIENEN




ANWENDUNGSANLEITUNG FÜR KNIESCHIENEN

Bei der Winkel-Schiene ist die Verschlüß-Knirschnebefestigung in der Mitte über dem Knie angelegt. Verschlüsse gut festziehen. Mitte über dem Knie angelegt wird.

Bei der Winkel-Schiene ist die Verschlüß-Knirschnebefestigung in der Mitte über dem Knie angelegt. Verschlüsse gut festziehen. Mitte über dem Knie angelegt wird.

Sowohl das Winkel-Modell als auch das überziehende Modell haben ein festgezogenes weiches, weiches mit den Gelenken am Knie angefaßten werden soll.



Sowohl die Flexion- als auch die Extension-Stops werden mit der gewünschten Winkel-Einstellung in der gewünschten Grad-Einstellung eingestellt. Die Stops sind mit den folgenden Gradbezeichnungen versehen:
Flexion-Stopp: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 75° & 90°
Extension-Stopp: 0°, 10°, 20°, 30° & 40°

(Keine Flexion-Stops werden bei der Lieferung eingebaut)

Zum Ändern der Stops zunächst die Schrauben wegdrehen und die Stoppscheiben mit den Löchern am Gelenk ausrichten. Schrauben dann wieder einlegen. Mit einem Kreuzschraubendreher die Schrauben fest in die dafür vorgesehenen Gewinde einschrauben. Sowohl die mediale (innen) als auch die laterale (außen) Gelenkstopps müssen identisch eingestellt werden.

HINWEIS: Die Schiene läßt Druck auf weiches Gewebe aus, daher wird für den Extension-Stopp eine Einstellung empfohlen, die um mindestens 10 Grad größer ist als die gewünschte Übergangswinkel (z.B. wenn Sie eine 10-Grad-Extension wünschen, sollte der Extension-Stopp bei 20 Grad angebracht werden).


- TIPS ZUR VERWENDUNG UND PFLEGE IHRER KNIESCHIENE:**
- Wenn die Stütze mit Salzwasser oder Schmutz in Kontakt kommt, gründlich mit Süßwasser abspülen und an der Luft trocknen.
 - Entsprechendes Schmiermittel, wie z. B. Teflon-Spray, kann gelegentlich zum Schmier des Gelenks verwendet werden. Keine fettigen Substanzen verwenden.
 - Das Gelenk kann zum leichteren Beugen der Schiene und der Gürtel entfernt werden.
 - Die Seitenarme können über und unter dem Gelenk gleichzeitig gebogen und dem Bein angepaßt werden.
 - Vergewissern Sie sich, daß alle Schrauben fest angezogen sind und alle Stops richtig angebracht wurden.

! ATTENZIONE: VENDITA CONSENTITA SOLO SU AUTORIZZAZIONE MEDICA. NON UTILIZZARE SU PIÙ DI UN PAZIENTE.

ATTENZIONE: WÄHREND DES VERWENDENS NICHT MIT SCHNITTWAGEN, FREILEGEN, SCHWELLEN ODER ANDERE NERVENWIRKUNGEN AUFTRETEN. LASSEN SIE VON DER VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORGFÄLIG DURCHFÜHREN. DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNGS SIND ENTWEDER RESPONDIERT EINE SCHNELLERE HEILUNG.

ATTENZIONE: NON PREVENIRE NE RIDUCE COPRI LESIONI. È FONDAMENTALE IL PROGRAMMA TERAPIUTICO COMPLETO COSÌ COME IL RICEVERE LA GUIDA PER LA REGOLAZIONE E LA MODIFICA DELLA TAVOLA SOTTO.


SUPPORTI PER GINOCCHIO ROADRUNNER



ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL SUPPORTO DEL GINOCCHIO:

Il supporto a fascia si applica con le chiusure sulla parte anteriore della gamba e la fine sulla rotula centrata sopra il ginocchio. Fissare saldamente le chiusure sopra il ginocchio.

Entrambi i supporti a fascia e a calza, hanno cinturini che si possono stringere. I cinturini devono essere stretti saldamente, nominando due più vicine al ginocchio.



Il supporto vengono forniti fermi sia per la flessione che per l'estensione. I fermi sono marcati di etichetta con la lettura in gradi di questo tipo:
Fermi di flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 45°, 60°, 75°, 90°
Fermi di estensione: 0°, 10°, 20°, 30° & 40°

(I fermi non sono installati al momento della spedizione). Per modificare la posizione dei fermi, anzitutto estrarre completamente il fermo estrarre il coperchio della cerniera. Quindi, ruotare il fermo nella posizione desiderata. Assicurarsi che la vite sia ben posizionata a croce e a croce, assicurarsi che la vite sia ben fissata. I fermi laterali (esterni) devono essere identici in gradi. NOTA: a causa della compressione dei tessuti molli, si raccomanda l'uso di fermi di estensione di almeno 10° superiore al limite di estensione di 10°. usare fermi di estensione di 20°.

- SUGGERIMENTI PER L'USO E LA CURA DEL SUPPORTO DEL GINOCCHIO**
- Dopo l'esposizione all'acqua salata o sporca, lavare accuratamente il supporto con acqua dolce e lasciar asciugare all'aria.
 - Occasionalmente si può usare sulle cerniere un lubrificante asciutto, come un aerosol al carbonio. Non usare lubrificanti liquidi.
 - Le barre laterali possono essere rimosse per un migliore accesso al ginocchio.
 - Le barre laterali possono essere rimosse per un migliore accesso al ginocchio. Regolare in misura uguale il stop al di sotto e al di sopra della cerniera.
 - Ispezionare periodicamente la manica, i cinturini e le cerniere per verificare che non siano eccessivamente logorate (Assicurarsi che le vite siano serrate e i fermi siano a posto).