


CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER. FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. DO NOT SHARE. DO NOT USE ON ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT IMMEDIATELY CONSULT YOUR MEDICAL PROFESSIONAL.

CAUTION: CAREFULLY READ USE INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO OPERATION. THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER FIT, POSITIONING AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM.

ROADRUNNER KNEE BRACES




APPLICATION INSTRUCTIONS FOR KNEE BRACES:

The wrap-on brace is applied with the slip-on and pull-on braces by pulling the brace on with the kneecap cutout centered over the knee. Secure the closure straps. The two straps closest to the knee.

Both the wrap-on and pull-on braces have tightening straps. The straps should be tightened firmly, starting with the kneecap cutout centered over the knee.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Polycentric hinge with stops



The hinge settings are labeled in degrees as follows:
 Extension stops: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 Flexion stops: 45°, 60°, 75° & 90°
 (No flexion stops are installed upon shipment)

To change the stops, first, completely remove the screw as shown. Then remove the stop. Insert the new stop along with the holes in the hinge. Then reinsert the screw. Using a Phillips head screw driver, ensure that the screws are seated in the recess and completely tightened. Both medial (inside) and lateral (outside) hinge stops must be identical in degree.

NOTE: Due to soft tissue compression, we recommend the use of extension stops at least 10° greater than the desired limit (e.g., if you desire a 10° extension limit, use the 20° extension stop).

TIPS ON USE AND CARE OF YOUR KNEE BRACE:


- After exposure to salt water or dirt, thoroughly rinse the brace with fresh water and allow to air dry.
- A dry lubricant, such as Teflon spray, may be used on the hinge occasionally. Do not use wet lubricants.
- The hinge assemblies may be removed to allow easier washing of the sleeve and straps.
- The side bars may be bent to accommodate individual legs. Bend in amounts above and below the hinge.
- Periodically inspect the sleeve, straps and hinges for excessive wear. Be sure all screws are tight and stop in place.

! VORSICHT: LAUFT GEGEN DANK DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERBAUT WERDEN. DAFÜR NUR VON EINEM PATIENTEN VERWENDET WERDEN.

! VORSICHT: WÄHREND DES VERWENDENS NICHT MIT SCHNITTWAGEN, MÄHMASCHINEN, SCHWELLEN ODER ANDERE ÜBERWIRTSCHAFTLICHE MITTEL VERWENDEN. VERMEIDEN SIE VERWENDUNG VON SCHNITTWAGEN, MÄHMASCHINEN, SCHWELLEN ODER ANDERE ÜBERWIRTSCHAFTLICHE MITTEL WÄHREND DES VERWENDENS.

! VORSICHT: DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNGS SIND ENTWEDER VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERBAUT WERDEN.

ROADRUNNER-KNIESCHIENEN




ANWENDUNGSANLEITUNG FÜR KNIESCHIENEN

Bei der Wickel-Schiene ist die Verschlüß- und die Kniekappe mit dem Knieband zu befestigen. Die Kniekappe sollte mittig über dem Knie angelegt werden. Die Verschlüß- und die Kniekappe sollten mittig über dem Knie angelegt werden.

Bei der Wickel-Schiene ist die Verschlüß- und die Kniekappe mit dem Knieband zu befestigen. Die Kniekappe sollte mittig über dem Knie angelegt werden. Die Verschlüß- und die Kniekappe sollten mittig über dem Knie angelegt werden.

EINSTELLUNGSANLEITUNG

Polyzentrisches Gelenk mit Stopp



Die Gelenkeinstellungen sind mit den folgenden Gradangaben beschriftet:
 Flexion-Stopp: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 Extension-Stopp: 45°, 60°, 75° & 90°
 (Keine Flexion-Stopp sind bei der Lieferung eingebaut)

Zum Ändern der Stopp-Positionen: Entfernen Sie die Schraube, die den Stopper in der Hinge hält. Entfernen Sie den Stopper. Einsetzen des neuen Stopfers in die Hinge. Dann die Schraube wieder einlegen. Mit einem Kreuzschraubendreher die Schrauben fest in die dafür vorgesehenen Gewinde einschrauben. Sowohl der mediale (innen) als auch der laterale (außen) Hingestopp müssen identisch eingestellt sein.

HINWEIS: Die Schiene läßt Druck auf weiches Gewebe aus, daher wird für den Extensions-Stopp eine Einstellang empfohlen, die um mindestens 10 Grad größer ist als die gewünschte Übergrenze (wenn zum Beispiel eine 10-Grad-Übergrenze gewünscht wird, wählen Sie den Extensions-Stopp bei 20 Grad angesetzt werden).

TIPS ZUR VERWENDUNG UND PFLEGE IHRER KNIESCHIENE:


- Wenn die Stütze mit Salzwasser oder Schmutz in Kontakt kommt, gründlich mit Süßwasser abspülen und an der Luft trocknen.
- Ein Trocknungsmittel, wie z. B. Teflon-Spray, kann gelegentlich zum Schmieren des Gelenks verwendet werden. Keine fettigen Substanzen verwenden.
- Das Gelenk kann zum leichteren Beugen der Schale und der Gurte entfernt werden.
- Die Seitenarme können über und unter dem Gelenk gleichzeitig gebogen und dem Bein angepaßt werden.
- Die Seitenarme des Gelenks können durch Übermaß an Biegung übermäßig überbeanspruchung und die Stopp-Positionen verformen.
- Vor jedem Gebrauch die Schiene auf Verschleiß und die Stopp-Positionen überprüfen.

! ATTENZIONE: VENDITA CONSENTITA SOLO SU AUTORIZZAZIONE MEDICA. NON UTILIZZARE SU PIÙ DI UN PAZIENTE.

! ATTENZIONE: WÄHREND DES VERWENDENS NICHT MIT SCHNITTWAGEN, MÄHMASCHINEN, SCHWELLEN ODER ANDERE ÜBERWIRTSCHAFTLICHE MITTEL VERWENDEN. VERMEIDEN SIE VERWENDUNG VON SCHNITTWAGEN, MÄHMASCHINEN, SCHWELLEN ODER ANDERE ÜBERWIRTSCHAFTLICHE MITTEL WÄHREND DES VERWENDENS.

! ATTENZIONE: DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNGS SIND ENTWEDER VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERBAUT WERDEN.

SUPPORTI PER GINOCCHIO ROADRUNNER




ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL SUPPORTO DEL GINOCCHIO:

Il supporto a fascia si applica con le chiusure sulla parte anteriore della gamba e la fibbia per la rotula centrata sopra il ginocchio. Fissare saldamente le chiusure sopra il ginocchio.

Entrambi i supporti a fascia e a cinghia, hanno cinturini che si possono stringere. I cinturini devono essere stretti saldamente, nominando con due più vicine al ginocchio.

ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE

Cerniera poli-centrica con fermi



Il supporto vengono forniti fermi sia per la flessione che per l'estensione. I fermi sono marcati di etichetta con la dicitura in gradi di questo tipo:
 Fermi di flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 Fermi di estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 (I fermi non sono installati al momento della spedizione.)

Per modificare la posizione dei fermi, anzitutto estrarre completamente il fermo dalla cerniera. Quindi, rimuovere il fermo dalla cerniera. Inserire il nuovo fermo nella cerniera. Assicurarsi che la vite sia ben avvitata e che la vite sia ben avvitata. Le graduazioni di entrambi la cerniera da mediale (interna) e laterale (esterna) debbono essere identiche in gradi.

NOTA: a causa della compressione dei tessuti molli, si raccomanda l'uso di fermi di estensione di almeno 10° superiore al limite di estensione desiderato. (Per es., se si desidera un limite di estensione di 10°, usare fermi di estensione di 20°).

SUGGERIMENTI PER L'USO E LA CURA DEL SUPPORTO DEL GINOCCHIO

- Dopo l'esposizione all'acqua salata o sporca, lavare accuratamente il supporto con acqua dolce e lasciar asciugare all'aria.
- Occasionalmente si può usare sulle cerniere un lubrificante asciutto, come un aerosol al talco. Non usare lubrificanti liquidi.
- Le barre laterali possono essere rimosse per un lavaggio più facile della manica e dei fermi.
- Le barre laterali possono essere rimosse anche per un lavaggio più facile della manica e dei fermi.
- Ripetutamente ispezionare la manica, i cinturini e le cerniere per verificare che non siano eccessivamente logorate (Assicurarsi che le vite siano serrate e i fermi siano a posto).