

medi



protect.Forefoot cushion plus

Medizinisches Vorfußpolster aus Silikon

Silicone forefoot cushion

Almohadilla de silicona para el antepié

Coussin médical d'avant-pied en silicone

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.

Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per

l'uso. Bruksanvisning. Инструкция по использованию.

medi. I feel better.

protect.Forefoot cushion plus

Silicone forefoot cushion

Indications

- Correction
- Pressure relief
- Prophylactic use for the diabetic foot

Contraindications

None known to date if used as instructed

Mode of action

For pressure relief in the forefoot area and for support of foot arch.

Properties

Made from high-quality silicone, skin-friendly and very pleasant to wear. Adapts to the shape of every part of the foot without bunching up and returns to its original shape immediately after wearing. Made from a hygienic material that can be washed with soap and water and disinfected if necessary.

Instructions for use

Apply to clean, dry skin. Place the product in the area of the forefoot and position the toe strap around the second or third toe as required.

Care instructions

Can be washed in soap and water. Dry well. Do not dry on a radiator.



Important notes

This product is recommended for one patient use only. If it is used for treating more than one patient, the manufacturer's product liability according to the Medical Devices Act will become invalid. If undue pain or an unpleasant sensation develops while you are wearing this product, please take it off immediately and consult your doctor or orthotist. Do not wear this product over open wounds, and use it only as instructed by your doctor or orthotist. It is important to fit this product correctly, to ensure that it will function effectively.

protect.Forefoot cushion plus

Medicinsk forfodsindlæg af silikone

Indikationer

- Korrektion
- Trykbeskyttelse
- Forebyggelse ved diabetisk fod

Kontraindikationer

Ved korrekt brug p.t. ikke kendt.

Virkemåde

Trykaflastning i forfodsområdet og svangstøtte.

Egenskaber

Førsteklasses silikonemateriale, hudvenligt og meget behageligt at have på. Silikonen tilpasser sig foden optimalt uden at forskubbe sig og genvinder sin oprindelige facon straks efter brug. Materialet er mere hygiejnisk end andre materialer, fordi det kan vaskes med sæbe og evt. desinficeres efter brug.

Brugsanvisning

Anvendes på tør, ren hud. Læg produktet i forfodsområdet, og anbring tåmellestykke mellem den anden eller tredje tå.

Vask

Kan vaskes med sæbe. Lad det tørre godt. Må ikke tørres på varmeapparatet.



Viktiga råd

Ortosen rekommenderas enbart för användning på en och samma patient. Om det används för flera patienter, gäller inte tillverkarens garanti enligt lagen om medicinsktekniska produkter. Om starka smärtor eller obehagskänslor uppträder vid bärande av ortosen, skall detta genast avtagas. Tag sedan kontakt med din läkare eller ortopedtekniker. Bär inte ortosen på öppna sår och bara på läkares ordination. Ett korrekt påtagande är viktigt för att ortosen skall fungera korrekt.

protect.Forefoot cushion plus

Medicinskt framfotspolster av silikon

Indikationer

- Korrigering
- Skydd mot tryck
- Profylax vid diabetesfot

Kontraindikationer

Vid korrekt användning inga hittills kända.

Verkningsätt

Ger tryckavlastning i framfoten och stöd åt fotvalvet.

Egenskaper

Av högkvalitativt silikonmaterial, hudvänligt och mycket skönt att använda. Det anpassar sig efter fotens kontur utan att glida och återgår efter användning genast till sin ursprungliga form. Tack vare möjligheten att efter användning tvätta produkten med tvål och vid behov desinficera den är materialet mer hygieniskt än andra material.

Råd om användning

Används på torr, rentvättad hud. Placera produkten under framfoten och dess utskott valfritt i andra eller tredje tåmellanrummet.

Skötselråd

Kan tvättas med tvål. Torka väl. Får ej torkas på element.



Belangrijke aanwijzingen

De bijsluiter is slechts voor één patiënt bedoeld. Indien ze voor de behandeling van meer dan één patiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid in de zin van de wet op medische producten. Mocht u tijdens het dragen veel pijn of een onaangenaam gevoel hebben, trek dan de spalk onmiddellijk uit en vraag uw arts of orthopedisch instrumentenmaker om raad. Draag de bijsluiter niet op open wonden en slechts na medische instructie vooraf. Een correcte wijze van aantrekken is belangrijk voor de goede functie van de bijsluiter.