


ATTENTION: LA CE FERMETURE AMERICANA N'AUTORISE LA VENTE DE CE DISPOSITIF QUE PAR UN PRATICIEN HABILITE OU SUR ORDONNANCE DE CE DERNIER.
ATTENTION: USARE RISERVA A UN SINGOLI PAZIENTE.
ATTENTION: DO CALZARE IL MANUBRIO IN UNO DEI DUE SENSI DI ROTAZIONE O CALCOIERE REAZIONE ADVERSA. AL USARE ESTE PRODOTTO, CONSULTARE A SUO MEDICO. DO CALZARE IL MANUBRIO IN UNO DEI DUE SENSI DI ROTAZIONE O CALCOIERE REAZIONE ADVERSA. AL USARE ESTE PRODOTTO, CONSULTARE A SUO MEDICO.
AVVERTIMENTI: VUOLETE USARE ATTENTIVAMENTE LE MODE D'USO E LE MISURE IN GARDE AVANTI USARE.
AVVERTISSEMENT: CE DISPOSITIF N'EST PAS DESTINE A PREVENIR OU A REDUIRE TOUTES LES LESIONS. UNE REDUCTION APPROPRIEE ET UN CHANGEMENT D'ACTIVITE SONT EGALEMENT PARTIE DES ELEMENTS ESSENTIELS D'UN PROGRAMME DE TRAITEMENT.
ORTHÈSE DE GENOU POST-OPÉRATOIRE LÉGERE



1 Ouvrez l'orthèse en défilant les sangles en commençant par les enveloppes de mousse. 2 Placez la jambe du patient (côté gauche illustré) de manière à ce que le genou soit centré entre les coussinets en mousse des articulations.



2 Enroulez les enveloppes en mousse autour de la jambe, en commençant par les enveloppes de mousse. 3 Les sangles de réglage des articulations (légèrement au-dessus du milieu du genou sur les côtés). Vous pouvez si nécessaire retirer les barres latérales des enveloppes en mousse et les repositionner.



3 Commencez par bien attacher les 2 sangles les plus proches du genou. Veuillez noter que les sangles s'attachent en sens opposés.




4 Attachez bien les 2 sangles restantes, également dans les sens opposés.



5 Pour régler l'articulation, tirez simplement la bûte de son encoche et déplacez-la dans l'encoche appropriée en respectant toujours la flèche ou l'indication dessinée. Utilisez le bouton de verrouillage "LOCK" (Verrou) pour verrouiller l'orthèse en extension complète.

ATTENTION: LA CE FERMETURE AMERICANA N'AUTORISE LA VENTE DE ESTE APARATO PARA O BAJO LA ORDEN DE UN PROFESIONAL MEDICO LICENCIADO.
ATTENÇÃO: SOMENTE PARA USO EM UM PACIENTE A UMA VEZ.
ATTENÇÃO: DO CALZAR O MANUBRIO EM UM DOS DOIS SENTIDOS DE ROTAZÃO O CALCOIERE REACÇÃO ADVERSA. AL USARE ESTE PRODUTO, CONSULTE A SUO MEDICO. DO CALZAR O MANUBRIO EM UM DOS DOIS SENTIDOS DE ROTAZÃO O CALCOIERE REACÇÃO ADVERSA. AL USARE ESTE PRODUTO, CONSULTE A SUO MEDICO.
AVERTIMENTOS: LEA AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS DE TENDAMENTE ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.
AVERTENCIA: ESTE APARATO NÃO PREVINE O REDUZE TODAS AS LESÕES. A ADEQUADA REHABILITAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE LA ACTIVIDADE SONT TAMBEM PARTE ESSENCIAL DE UM PROGRAMA SÓLIDO DE TRATAMENTO.
RODILLERA LIGERA POSTOPERATORIA




1 Abra la rodillera, soltando las tiras y las envolturas de espuma, y déjalas sobre el suelo. 2 Coloque la pierna del paciente (lado izquierdo) de manera que la rodilla quede centrada entre los acolchados de bisagra de espuma.



2 Coloque las envolturas de espuma alrededor de la pierna, comenzando por las envolturas de espuma de la parte superior. Coloque una rodilla y hacia la parte de atrás de la rodilla en los lados. Si es necesario, pueden sacarse las barras laterales de las envolturas de espuma y volverse a colocar en una nueva posición.



3 Sujete y enganche las 2 tiras más próximas a la rodilla primero. Observe que las tiras se engranchan en direcciones opuestas.



4 Sujete y enganche las otras 2 tiras, también en direcciones opuestas.



5 Para ajustar la bisagra, simplemente saque el lingo del hueco y muévelo hacia el hueco adicado al grado de flexión que desee. El hueco marcado "LOCK" (Verrou) bloqueará la rodillera en completa extensión.

PostOp Lite Knee Brace
LEICHTE POSTOPERATIVE KNIESCHIENE
SUPPORTO LEGGERO POST-OP DEL GINOCCHIO
ORTHÈSE DE GENOU POST-OPÉRATOIRE LÉGERE
RODILLERA LIGERA POSTOPERATORIA



BREG Inc.
 10001 U.S.A.
 Fairfield, CT 06424
 Telephone (760) 598-3000
 Telex (760) 598-3000
 Fax (760) 598-6193
 PH: 04570 REYE 6/03

CE
 Conforme alla norma
 93/42/EEC, Annex I, Essential Requirements
 MDS
 Homologation 39
 P.30774 Mannheim, Germany

CONSEJOS DE USO Y CUIDADO DE SU RODILLERA LIGERA POSTOPERATORIA:


- Cierre las envolturas frontales de espuma para que después sea más fácil remover la rodillera.
- Las envolturas de espuma pueden ser recortadas con tijeras si es necesario.
- Las barras laterales pueden ser abilitadas, según se muestra en la Figura 1, para acomodarlas a la pierna del paciente. Dóblalas en igual cantidad por encima y debajo de la bisagra y a cada lado.
- Levante las envolturas de espuma y las tiras solamente a mano, accionándolas al aire. BREG tiene envolturas adicionales disponibles.
- Para ajustar las tiras firmemente, lo mejor es usar las dos manos—una para tirar del extremo después de pasarlo por el arco, y la otra para empujar la tira en la pierna hacia el arco.

CONSIGLI D'UTILIZAZIONE E D'ENTRETIEN DE VOTRE ORTHÈSE DE GENOU POST-OPÉRATOIRE LÉGERE:

- Fermez les enveloppes en mousse sur le devant pour faciliter le retrait ultérieur de l'orthèse.
- Vous pouvez couper l'excès de mousse aux ciseaux selon les besoins.
- Les barres latérales peuvent être courbées comme illustré à la Figure 1 pour s'adapter à votre jambe. Courbez-les de la même façon au-dessus et en dessous de l'articulation et sur chaque côté.
- Levez les enveloppes en mousse et les sangles à la main uniquement et laissez-les sécher à l'air.
- Vous pouvez vous procurer des enveloppes supplémentaires auprès de BREG.
- Pour bien serrer les sangles, il est plus facile de vous servir des deux mains: l'une pour tirer sur l'extrémité après son passage par l'anneau, l'autre pour pousser la sangle sur la jambe vers l'anneau.


1 CAUTION: FEDERAL LAW RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONER.
2 CAUTION: FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.
3 CAUTION: IF YOU EXPERIENCE PAIN, SWELLING, OR ANY ADVERSE REACTIONS WHILE USING THIS PRODUCT, IMMEDIATELY CONSULT YOUR HEALTH CARE PROFESSIONAL.
4 WARNING: CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS PRIOR TO OPERATION.
5 WARNING: THIS DEVICE WILL NOT PREVENT OR REDUCE ALL INJURIES. PROPER REHABILITATION AND ACTIVITY MODIFICATION ARE ALSO AN ESSENTIAL PART OF A SAFE TREATMENT PROGRAM.

POSTOP LITE KNEE BRACE




TIPS ON USE AND CARE OF YOUR POST-OP LITE KNEE BRACE:

- Close the foam wraps in the front to allow easy removal of the brace later.
- The foam wraps may be trimmed with scissors as needed.
- The side bars may be bent as illustrated in Figure 1 to accommodate individual legs. Bend in equal amounts above and below the hinge and on each side.
- Wash foam wraps and straps by hand only and air dry. Extra wraps are available from BREG. Wash the BREG straps after it passes through the ring and the other to push the strap on the leg toward the ring.



1 VORSICHT: LAUT GEBIET DART DIESES GERÄT NUR VON EINEM ARZT ODER AUF ANWEISUNG EINES ARZTES VERKAUFT WERDEN.
2 VORSICHT: DARF NUR VON EINEM PATIENTEN VERWENDET WERDEN.
3 VORSICHT: WENN BEI DER VERWENDUNG STARKE SCHMERZEN, SCHWELLUNGEN ODER ANDERE NEBENWIRKUNGEN AUFTRETEN, SOLLTEN SIE SICH SOFORT AN IHREN ARZT WENDEN.
4 WARNUNG: LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN SORFÄLTIG DURCH.
5 WARNUNG: DIESES GERÄT KANN NICHT ALLE VERLETZUNGEN VERHINDERN ODER LINDERN. ENTSPRECHENDE REHABILITATION UND AKTIVITÄTSANPASSUNG SIND EIN WICHTIGER BESTANDTEIL EINER SICHEREN BEHANDLUNG.

LEICHTE POSTOPERATIVE KNIESCHIENE




TIPS ZUR VERWENDUNG UND PFLGE IHRER LEICHTEN POSTOPERATIVEN KNIESCHIENE:

- Schaumstoffwickel vorne schließen, so daß die Schiene später mühelos entfernt werden kann.
- Die Schaumstoffwickel können ggf. mit einer Schere zugeschnitten werden.
- Die Seitenstreifen können, wie in Abbildung 1 dargestellt, gebogen und dem Bein angepaßt werden. Gleichmäßig über und unter dem Gelenk sowie auf jeder Seite biegen.
- Schaumstoffwickel und Gurte mit der Hand waschen und an der Luft trocknen. Zusätzliche Schaumstoffwickel und Gurte sind von BREG erhältlich.
- Zum Festhalten der Gurte beide Hände verwenden—zuerst Gurt durch den Ring stecken, dann mit der einen Hand am Ende des Gurts ziehen, und mit der anderen Hand den Gurt am Bein zum Ring hin schieben.



1 ATTENZIONE: VENDITA CONSENTITA SOLO SU AUTORIZZAZIONE MEDICA.
2 ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU PIÙ DI UN PAZIENTE.
3 ATTENZIONE: SE DURANTE L'USO SI ACCUISA UN AUMENTO DI DOLORE, GONFIORE, O QUALUNQUE ALTRA REAZIONE IMMEDIATA, CONSULTARE IL MEDICO.
4 ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE ISTRUZIONI E AVVERTIMENTI PRIMA DELL'USO.
5 ATTENZIONE: NON PREVENIRE RIDUCE CONI LESIONI. PARTE ESSENZIALE DI UN PROGRAMMA TERAPeutICO COMPLETO SONO ANCHE UNA RIBABILITAZIONE ADEGUATA E LA MODIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.

SUPPORTO LEGGERO POST-OP DEL GINOCCHIO



SUGGERIMENTI PER L'USO E LA CURA DEL SUPPORTO POST-OP DEL GINOCCHIO

- Chiudere le imbottiture davanti per facilitare la rimozione del supporto più tardi.
- Le imbottiture possono essere tagliate con le forbici a seconda delle necessità.
- Le barre laterali possono essere piegate, come illustrato nella figura 1 per adattarsi alle gambe individualmente. Piegarle in misura uguale al di sopra, al di sotto e su ogni lato della cerniera.
- Lavare a mano le imbottiture e i cinturini e lasciarli asciugare all'aria. Presso la BREG sono disponibili altre imbottiture.
- Per stringere bene i cinturini, è necessario usare entrambe le mani—una per tirare l'estremità dopo averla fatta passare attraverso l'anello e l'altra per spingere il cinturino sulla gamba verso l'anello.

