

Adaptrar



Vinklas upp till 11° och kan horisontal förskjutas med totalt 23 mm.

eAdjust

eAdjust är en hylsadapter/ inriktningsverktyg framtagna för att enkelt ge möjlighet att vinkla, förskjuta och rotera proteshylsan för en optimal uppställning utan att behöva ta av protesen. eAdjust har en obegränsad rotation. Den går att vinkla upp till 11° och kan horisontal förskjutas med totalt 23 mm.

eAdjust är testad för protesbrukare med en kroppsvikt av max 125 kg. Adaptern är konstruerad för att användas i kombination med standard 4 hålsadapter tillverkad för ingjutning alternativt termoplastdragning av proteshylsa för TT och TF protes. Den fungerar även mycket bra i kombination med DS (Direct Socket) hylsor med standard 4 hålsadapter. Pyramiden på eAdjust är av standard typ och passar med andra tillverkares pyramidmottagare.

Funktioner:

- Tillåter enkel justering av protes, utan att behöva ta av protesen
- Går att horisontal förskjuta totalt 23 mm
- Vinkling upp till 11°
- Obegränsad rotation
- Max brukarvikt 125 kg
- Vattentålig

Vikt: 258 g

Anslutning: Pyramid

Maximal kroppsvikt: 125 kg

Systemhöjd: 45 mm

Inbyggnadshöjd: 33 mm

Material: Titan, duraluminium

Rotationsområde: 360°

Vinkling: 11°

Förskjutning: 23 mm

Art.nr	Material	Max patientvikt	Vikt
E0500HP	Titan/Duraluminium	125 kg	258 g