



↑ Längd: 29-40 cm

! *För utvärdering och måttagning används Xtern AT Tool, se nästa sida.

Xtern

Xtern från Turbomed är utvecklad för den aktiva patienten med droppfots problem. Ortosen appliceras utanpå skon och kommer inte i kontakt med foten vilket gör att brukaren slipper eventuellt tryck och skav. Med hjälp av ett clips som enkelt monteras lämpligast vid snörstycket kan man lätt flytta ortosen till olika skor. Ortosen kommer förspänd och ger ett lyft som passar de flesta patienter men spänningen och därmed lyfteffekten kan justeras in-dividuellt vid behov. Till den aktive patienten är Xtern extra lämplig då den är extremt tålig och fungerar i de flesta aktiviteter och rörelsemoment.

Material: Thermoplastisk elastomer, nylon

Funktioner

- Dynamisk droppfotsortos
- Lätt att flytta till olika skor
- Lämplig för aktiva patienter
- Mycket tålig konstruktion
- Ingen kontakt mot foten
- Passar de flesta skor
- Anpassningsbar dorsallyft

Droppfotsortos för aktiva

Indikationer

- Droppfot

Färg:

Art.nr.	Storlek*
100100-SA-S	Small
100100-SA-M	Medium
100100-SA-L	Large
100100-SA-P	Barn

Art.nr.	Tillbehör till Xtern
700000-ZZZ-01	Xtern Tie-Wrap (20 st)
500301-K00-SML	Xtern Strap/Cushion
700000-Set-003	Xtern M3X12 Skruvar (10 st)
200000-L00-S	Xtern Lace Clip, S
200000-L00-ML	Xtern Lace Clip, M/L
200000-L00-P	Xtern Lace Clip, Barn
200000-U00-S	Xtern Främre U-bygel, S
200000-U00-ML	Xtern Främre U-bygel, M/L



↑ Längd: 40 cm



▲ Framfotsbygeln och därmed storleken justeras enkelt via låsbyglarna

▲ Utprovningssortosen kan fästas tillfälligt för test direkt på skon via buntband eller låsclips

Xtern AT-Set, Utprovning

Xtern AT-set är ett set med tre strycken "testortoser" som främst används för att utvärdera om en Xtern är rätt ortos för patienter med droppfot. Den kan även med fördel användas som träningsortos på rehabenheter. Testortosen är identiskt med Xtern undantaget sidoblocken som gör det möjligt att byta och justera framfotsbygeln. På den färdiga modellen är sidoblocken mer integrerade i ortosen. Med hjälp av dom längd och höjdmått som testortosen ställs in på underlättas sen individuell montering av Xtern. Testortosen monteras enkelt med plastlås direkt på lämplig snörsko, man kan även montera tillhörande clips för enkel av och påtagning.

Material: Thermoplastisk elastomer, nylon

Funktioner

- Utvärdering/test ortos
- Dorsallyft för droppfot
- Appliceras utanpå skon
- Lämplig för aktiva patienter
- Anger mått för montering av Xtern

För utprovning

Indikationer

- Droppfot

Färg:

Art.nr.	Storlek
109100-TK-SML	Small, Medium, Large
109100-AT-P	Barn