

Axel & Arm



eSplint Humerus

eSplint Humerus stabiliserar överarmen efter humerus fraktur. Ortosens design gör den enkel att applicera och anpassa runt överarmen. Invändiga plattor runt om armen ger tillsammans med dom cirkulära banden kompression och smärtlindring. Plattorna är stabila och följsamma för god passform och kan anpassas med sax vid behov eller delvis avlägsnas om mindre stabilitet önskas. Om ortosen är stor i omfång kan dom smala plattorna avlägsnas för att ge mindre omfång runt armen. Ortosen är behaglig att bära och både arm och bröstband är justerbara. Produkten är MR kompatibel.

Material: Bomull, Polyester, Elastan, Polypropylen

Funktioner


- Smärtlindrande överarmsortos
- Invändiga plattor för stabilitet
- Cirkulära band för kompression
- Mjukt och behagligt material
- Justerbar axelrem med polstring
- Röntgenkompatibel

Indikationer

- Konservativ behandling av slutet humerusfraktur
- Postoperativ behandling av humerusfrakturer

Färg: ●

| Art.nr | Storlek | Överarm omkrets (A) | Längd ortos (B) |
|---------|----------|---------------------|-----------------|
| E315102 | X-Small | 20 - 25 cm | 27 cm |
| E315103 | Small | 25 - 30 cm | 28 cm |
| E315105 | Medium | 30 - 35 cm | 29 cm |
| E315107 | Large | 35 - 40 cm | 30 cm |
| E315108 | X-Large | 40 - 45 cm | 40 cm |
| E315109 | XX-Large | 45 - 50 cm | 50 cm |



Måtten anger ortosens omfång och längd. Ortosen är pga kardborrelösningen generös gällande omfångsmåtten. Val av längd avgör även frakturens placering. Dom små plattorna i sidofacken kan tas ut vid behov för att ge mindre omfång.